

8856 BIS NF

**DESINFECTANT MULTI USAGES

sans javel



pastille de 18 grs

MULTI USAGES :

- désinfecte sans javel
- nettoie et détache
- fait briller
- désodorise

TRIPLE ACTION :
NETTOYANT - BLANCHISSANT
DESINFECTANT

Les Solutions PRO



TRIPLE ACTION :

NETTOYANT, dissout instantanément les graisses sur toute surface lavable.

BLANCHISSANT, évite les incrustations de matières tachantes telles que thé, café...

DESINFECTANT, par sa double action bactéricide et lévuricide, détruit 99,9% des bactéries, (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa), et des levures (Candida albicans).

MODE D'EMPLOI :

Faire tomber une pastille au fond du seau de récupération de la machine de distribution automatique.

Verser ensuite de 1 à 3.5 litres d'eau maxi ou 6 litres d'eau maxi à 20 °C, puis laisser agir.

Respecter les temps indiqués ci-dessous pour l'action biocide souhaitée* :

- pour 3,5 litres d'eau : 30 minutes
- et pour 6 litres d'eau : 60 minutes (selon tests EN 1650)*BACTERICIDE EN 1276 (5 min), LEVURICIDE EN 1650 sur candida albicans (30 min*) *ou 60 minutes selon le volume d'eau défini.

Lors de gros nettoyages, il est cependant possible de doser 1 pastille pour 1 litre d'eau. Procéder au changement de la solution autant de fois que nécessaire, à chaque contrôle de la machine.

*Son efficacité désinfectante est prouvée et contrôlée par des Laboratoires agréés.

CARACTERISTIQUES :

- état physique : solide (pastille de 18 grs)
- couleur : blanc/vert
- odeur : menthe
- valeur du pH : alcalin

ETIQUETAGE :

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.P102 : Tenir hors de portée des enfants.P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.P337+P313 : Si l'irritation persiste : consulter un médecin.P411 : Stocker à une température ne dépassant pas 40°C.

Produit biocide : Substance active biocide : Acide peracétique généré in situ à partir de tetraacetylenediamine (TAED) et percarbonate de sodium (6,86 %) TP02 : pastille désinfectante multi - usages Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.

Lire attentivement et conserver les informations figurant sur cet emballage pendant toute la durée d'utilisation du produit

Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

28/08/2019

sas TIXO
Siège social
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'Emaillerie
BAT K301
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40
Fax : 03 23 53 31 39
email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr
www.tixo-nga.fr